



Sichuan
ChenAnHui


2021版

手术固定架



- 电动气压止血带系列
Electric Pneumatic Tourniquet
- 手术头架系列
Skull Clamp
- 手术固定系列
Surgical stabilization Series
- 弓形脊柱手术托架系列
Spinal Surgery Positioner
- 手术体位垫系列
Gel Positioning Pad

四川辰安汇科技有限公司
Sichuan ChenAnHui Technology Co.,Ltd



● HXY-D01
电动气压止血带(台式仪表)
Electric manometer show pneumatic tourniquet

- 表盘精准压力显示
Scale pressure display
- 2小时定时范围
2 hours timing range
- 漏气自动补偿
Automatic compensation for air leakage
- 断电压力保持
Off pressure remains
- 声光控报警功能
Sound and light alarm function
- 术中随时调节设定时间和压力
Adjust the set time and pressure at any time during the operation
- 术后手动微调放气
Manually fine-tune deflation after surgery
- 标配TUP内胆纯棉袖带
Standard cotton cuff with TUP liner
- 记忆上次设定值
Memorize the last set value



● HXY-D02
电动气压止血带(立式仪表)
Electric manometer show pneumatic tourniquet



● HXY-D03
电动气压止血带（台式数显）
Electric digital display tourniquet

- 数码精准压力显示
Digital pressure display
- 2小时定时范围
2 hours timing range
- 漏气自动补偿
Automatic compensation for air leakage
- 断电压力保持
Off pressure remains
- 声光控报警功能
Sound and light alarm function
- 术中随时调节设定时间和压力
Adjust the set time and pressure at any time during the operation
- 术后阶梯式放气更安全
Postoperative stepped deflation is safer
- 标配TUP内胆纯棉袖带
Standard cotton cuff with TUP liner
- 记忆上次设定值
Memorize the last set value



● HXY-D04电动气压止血带
（立式数显单通道）
Electric digital display pneumatic tourniquet



● HXY-D06电动气压止血带
(液晶显示双通道)

LCD pressure display pneumatic tourniquet


· 本型号支持两个部位手术同时进行。
This model support two sites of surgery simultaneously.

- 液晶精准压力显示
LCD pressure display
- 触屏操作更智能
Touch screen operation is smarter
- 2小时定时范围
2 hours timing range
- 漏气自动补偿
Automatic compensation for air leakage
- 断电压力保持
Off pressure remains
- 两路通道可同时进行
Two operations can be performed at the same time



● HXY-D05立式数显双通道
Electric digital display pneumatic tourniquet

- 声光控报警功能
Sound and light alarm function
- 术中随时调节设定时间和压力
Adjust the set time and pressure at any time during the operation
- 术后阶梯式放气更安全
Postoperative stepped deflation is safer
- 标配TUP内胆纯棉袖带
Standard cotton cuff with TUP liner
- 记忆上次设定值
Memorize the last set value
- 两路通道可同时进行
Two operations can be performed at the same time



• HXY高温驱血带（硅胶）

Silicone exsanguination belt(optional)

500*10*0.05cm



• HXY可高温消毒袖带（硅胶）

Tourniquet cuff

80*8 cm 中号

115*11 cm 大号



• TPU袖带

Tourniquet cuff

普通袖带规格：

型号	长 (cm)	宽 (cm)
小号	50	4.3
中号	80	6.8
大号	120	9
特大号 (选配)	120	12



• HXY-TJ-002 简易头架
Head Rest



仰、卧位手术时，对头面部、眼睛部位的形成保护，手术时，调节好体位，可防止颈椎损伤。

In the supine position and prone position, it protects the head, face and eyes during the operation. Adjusting the position during the operation can prevent cervical spine injury.



• HXY-TJ-003 哈罗氏架
Halo-Vest Fixator



用于颈椎损伤、畸形等治疗，它能提供最稳定的颈椎固定使患者可以早期下床活动。

Used for cervical spine injury and deformity treatment, can provide stable cervical spine fixation, so that patients can get out of bed and move around as soon as possible.



• HXY-TJ-001 三顶式(老款)
Three pin Skull Clamp

高强度铝合金精密加工而成，可与软轴牵开器、手术床等配套使用，供颅内神经外科手术固定头部使用，也可以用于骨科或其他外科手术。

Made from high strength aluminum, it can be used in combination with flexible shaft retractor and operating table for the fixation of the head in neurosurgery, can also be used in orthopedic or other surgery.



• HXY-TJ-005 三顶式(新款)
Three pin Skull Clamp

产品优势:

1. 两侧插拔式头钉内含阻尼硅胶圈，装载方便。单侧头钉标有清晰进给刻度值，配套加压手轮，实现三钉成等腰三角形排列，稳定性和定位点更精确。
2. 采用新旋转式万向球配套侧方锁定结构，内含的球型阻尼头精密加工，直径加大，球面光滑无阻滞感，关节锁紧牢靠，稳定性更高。
3. 可三维立体360° 旋转能满足仰卧、俯卧、侧卧等不同体位的手术要求
4. 结构和外型从新设计，整体结构和外型更加稳定美观，能配合手术台实施神经外科手术或其他外科手术
5. 可定制非标手术台插杆。
6. 本头架配套高分子凝胶头托。





无创头架是三顶式头架的头顶部分安装凝胶头夹，在底座安装凝胶头托，通过三个方面的加压对头部进行固定。采用进口软凝胶制成，无钉式固定，患者无损伤。Unlike the three-point type skull clamp, the top part of the non-invasive skull clamp is installed with gel head pad. What's more, the pedestal of it is also installed with gel support in order to fix the head through three aspects of pressure.

- HXY-TJ-004 无创伤头架
Noninvasive Skull Clamp



主要用于颈椎骨折脱位、复位固定。
Mainly used for cervical fracture and dislocation,
reduction and fixation.

- HXY-TJ-006 带牵引弓头架
Skull Clamp with traction bow



- HXY-TJ-007 可透视头架
Radiolucent Skull Clamp

用于神经外科手术期间的头部固定，射线可透。

X-ray transparent For fixation of head during neurosurgical procedures ,Radiolucent.



- 头架悬挂安装配件



- J形臂

本产品主要配合手术头架使用，用于神经外科手术时牵开脑组织。

The product is mainly used together with the skull clamp in neurosurgical operations for the retractor of brain tissue. Please read the operation instruction detail before using the product and in strict accordance with them.



(选配)头圈



HXY-TW-031
髋关节置换垫(可透视)
Surgical Peg Board Positioner For Lateral



髋关节置换垫(凝胶垫、可透视)
Surgical Peg Board Positioner For Lateral

- 可透视板尺寸: 150 × 50 × 2.5cm
- 4个短桩 ϕ 4 × 24cm
- 4个长桩 ϕ 4 × 33cm
- 凝胶垫 150 × 48 × 1.0cm

适用于: 横向定位器、膝关节手术、
肾脏外科、腹部手术。



髋关节置换垫(海绵垫、可透视)
Surgical Peg Board Positioner For Lateral

The complete Peg Board Lateral Positioning system includes:

- Peg Board Dimensions: 150*50*2.5cm
- 4 covered short pegs each 4*24cm
- 4 covered short pegs each 4*33cm
- Gel Overlay 150*48*1.0cm

Requires 2 blade style rail clamps to fix the Peg Board to the OR table.

Application: lateral positioner, knee surgery, kidney surgery, abdominal surgery



● 多功能可调节支腰架 (A)
Multifunctional adjustable waist support



● 可调节支腰架 (B)
Adjustable waist support



● 可调节支腰架 (C)
Adjustable waist support



• 万向托手架
Universal arm support



• 多功能医师托手架
Multifunctional doctor's hand support



• 万向托手架
Universal arm support



• 手外科托手架
Hand surgery support




• 骨科四肢牵引架
Orthopedic limb traction frame




• 下肢牵引A
Lower limb traction



• 下肢牵引B
Lower limb traction



• 可调节腔镜夹
Endoscope clip



• 下肢支撑器
Lower limb support




• 豪华腿托 (带脚蹬)
Leg support



• 膝关节支撑架 (全透视)
Knee Surgery Frame (Radiolucent)



• 气动截石位脚垫
Lithotomy Stirrups



采用进口碳纤维材料精制而成，
可用于C形臂拍片，是款完全可透
视的新型脊柱手术托架。

Made of carbon fiber material, can be used
for C-arm filming, all-round radiolucent.

• HXY-J-II
碳纤维脊柱手术托架
Manual Carbon Fiber Spinal Surgery Positioner



• HXY-J-I 弓形脊柱手术托架（可透视）
Spinal Surgery Positioner



电动



• 俯卧位垫 (Prone Chest Cushion)



• 俯卧位垫T型 (Prone Cushion)



• 俯卧位垫工型 (Prone Cushion)



• 可调节俯卧位垫 (Adjustable Chest Cushion)



• 侧卧位垫 (Lateral Cushion)



• 头垫 (Head Cushion)

仰卧位手术体位

Supine Position



俯卧位手术体位

Prone Position



侧卧位手术体位

Lateral Position



截石位手术体位

Lithotomy Position





- 可调节头垫 (Adjustable Head Pad)
HXY-TW-011 23*20*14/11 cm



- 俯卧位头垫 (Prostrate Head Pad)
HXY-TW-001-1 24*20*10 cm



- 俯卧位头垫 (Prostrate Head Pad)
HXY-TW-001 28*24*14 cm



- 五官科头垫 (Otorhinolaryngology Head Pad)
HXY-TW-006 29*28.5*7/3.3 cm



- 仰卧位头圈 (Supine Head Pad)
HXY-TW-026 20*7*5 cm



- 仰卧位头垫(带底) (Supine Head Pad)
HXY-TW-004 20*7*5 cm
HXY-TW-005 14*5*3 cm



- 开放式头圈（带底）(Horseshoe Head Pad)
HXY-TW-030 20*7*5 cm
14*5*3 cm



- 开放式头垫（Horseshoe Head Pad）
HXY-TW-027 20*7*5 cm



- 通用头垫（Universal Head Pad）
HXY-TW-008 25*23*6 cm



- 甲状腺垫（Thyroid Pad）
HXY-TW-007 48*39*9 cm



- 凹形垫（Concave Pad）
HXY-TW-012 50*15*4 cm



- 半圆垫（Semi-circle Pad）
HXY-TW-017 50*10*7 cm
50*15*7 cm
30*15*7 cm
30*10*4 cm
50*15*10 cm



- 臀垫 (Hip Pad)
HXY-TW-018 31*32.5*5 cm



- 通用方垫/上肢垫
(Universal Square Pad / Upper Limb pad)
HXY-TW-025 40*24*1.5 cm
HXY-TW-013 60*16*1 cm




- 脚跟垫 (Heel Pad)
HXY-TW-015 16*9.5*5 cm
HXY-TW-015-1 45*17*1 cm



- 约束带 (Restraint Strap)
HXY-TW-019 45*7*1 cm
60*7*1 cm



- 斜形俯卧位垫 (Adjustable Prone Pad)
HXY-TW-028 51*16*8/13 cm



- 侧卧位垫 (Lateral Pad)
HXY-TW-024 70*50*17 cm



- 脊柱手术托垫 (Spinal Surgery Pad)
HX-Y-TW-022 66*(30-40)*29 cm



- 俯卧位垫 (Prostrate Pad)
HX-Y-TW-021 62*47*17 cm



- 隧道垫 (Tunnel Pad)
HX-Y-TW-014 64*46*25 cm



- 手术床垫 (Operation Mattress)
HX-Y-TW-020 100*50*1.5 cm
50*50*1.5 cm
50*23*1.5 cm

凝胶体位垫说明

高分子凝胶体位垫是根据人的体形、手术角度,采用特殊的医用材料设计制造,能更完善地固定病人体位,取得理想的手术效果。凝胶材料可有效缓解压痛,具有分散支压点、减少肌肉和神经的压迫性损伤、防止褥疮等作用。

● 使用禁忌:

- 1.有透气性要求的体表损伤部位禁用;
 - 2.对聚胺脂材料接触性过敏的患者;
- 极度肥胖且需应用俯卧手术者禁用。

● 清洁及消毒方法:

手术体位垫是不吸水的,对于垫子表面的污物可用清水或清洁剂清洗,也可以用酒精消毒;不建议用含碘的消毒擦洗;不能高温高压消毒和熏蒸;不要在消毒液中长时间浸泡;避免用紫外线照射消毒。



• 托手架
Hand support



• 搁腿架
Leg rest



• 固定夹
Fixing clamp



• 豪华支肩架
Luxury Shoulder support



• 空心骨钻 Cannulate drill



• 颅脑钻 Cranial drill



• 实心骨钻 Bone drill



• 摆锯 Sagittal saw



• 颅脑铣
(可高温高压消毒)
Cranial bur(Autoclavable)



• 电动石膏锯
Electric plaster cutting saw



• 磨钻
Abrasive drilling



• 锯片
Saw blade



• 钻头
Drill bit

专业品质 · 精心服务



Sichuan ChenAnHui Technology Co., Ltd.

- Email: jeyxx0313@163.com
- Address: Room 1903A, 19th Floor, Building 1, No. 595, Jinzhou Road,
Jinniu High-tech Industrial Park, Chengdu City, Sichuan Province.