

外固定支架产品目录

External Fixator Product Contents



Sichuan ChenAnHui Technology Co., Ltd.

Email: jeyxx0313@163.com

Address: Room 1903A, 19th Floor, Building 1, No. 595, Jinzhou Road,
Jinniu High-tech Industrial Park, Chengdu City, Sichuan Province.

2019版



诚信、高效、创新、自强
Integrity, efficiency, innovation and self-improvement



C 目录 CONTENTS

单侧一体式外固定系统

UNILATERAL NONDETACHABLE EXTERNAL FIXATION SYSTEM

动力腕关节支架 DYNAMIC WRIST FIXATOR	02
微动力调节支架 DYNAMIC AXIAL FIXATOR	04
骨盆支架系列 PELVIC FIXATOR	06
肢体重建系列 LIMB RECONSTRUCTION SYSTEM	07
跨关节支架系列 INTERJOINT FIXATOR	08
指掌骨系列 MINI FIXATOR(PHALANGE & METACARPAL)	09
外固定支架(标准型) EXTERNAL FIXATOR (STANDARD)	10

组合式外固定系统

MODULAR FIXATION SYSTEM

NH II 5外固定支架系统 NH II 5 EXTERNAL FIXATOR SYSTEM	15
NH II 8外固定支架系统 NH II 8 EXTERNAL FIXATOR SYSTEM	20
AO III外固定支架系统 AO III EXTERNAL FIXATOR SYSTEM	26
GY IV外固定支架系统 GY IV EXTERNAL FIXATOR SYSTEM	34
单侧一体式、AO III、GY IV外固定系统工具 INSTRUMENTS OF NONDETACHABLE UNILATERAL、AO III、GY IV EXTERNAL FIXATION SYSTEM	35

环形外固定系统

RING FIXATION SYSTEM

环形外固定系统 RING FIXATION SYSTEM	38
---------------------------------	----

外固定支架针、杆对应表

SHEET FOR THE ROD & SCREWS

标准骨牵引针 STANDARD BONE SCREWS	42
自攻自钻骨牵引针 SELF DRILLING/SELF TAPPING BONE SCREWS	43
髌骨针(带孔别针) TENSION PIN	43
克氏针 K-WIRE	43
弹性髓内针 ELASTIC NAIL	44
橄榄针 K-WIRE WITH OLIVE	44
螺纹导针 THREADED GUIDE WIRE	44
骨钻 DRILL BIT	44
扎丝 SUTURE-WIRE	44



NONDETACHABLE UNILATERAL EXTERNAL FIXATION SYSTEM 单侧一体式外固定系统

产品特点

- >> 单边支架, 轻便、固定可靠(适用于急诊)。
- >> 手术时间短, 操作简单。
- >> 微创手术, 不影响骨折端血供。
- >> 无需二次手术, 门诊可拆除支架。
- >> 支架与骨干长轴一致, 可控制的动力化设计, 可以微动, 促进骨折愈合。
- >> 针夹设计、能使支架自身当模板, 方便插螺钉。
- >> 骨螺钉采用锥形螺纹设计, 越旋越紧, 固定可靠。

Product features

- >> Unilateral fixator, light, stable(applicable for emergency cases).
- >> Easy to operate, saving surgery time.
- >> Minimal-invasive surgery, no effect to the blood supply to fracture.
- >> No second surgery, can be removed at the clinic.
- >> Consistent with the bone shaft, controllable dynamic design, micro movement, promote the union.
- >> Clamp design, make the fixator itself as a template, easy to position the screws.
- >> Bone screw is designed with conical screw thread, turning more and more tightly, fixed and reliable.



图示配置仅供参考, 具体配置以实际为准。
Illustrates configuration for reference only, a specific configuration to the actual subject.

NO.91031000

腕关节支架(单针型) Wrist fixator



配置 To configure		数量 Qty
腕关节支架	Wrist fixator	1套 Set
骨牵引针Φ2.5×60mm	Bone screws	2支 Piece
骨牵引针Φ3.5×70mm	Bone screws	2支 Piece
内六角扳手4mm	Allen wrench	1把 Piece
上钉器Φ3.5mm	T-wrench	1把 Piece

NO.91032000

腕关节支架 Wrist fixator



配置 To configure		数量 Qty
腕关节支架	Wrist fixator	1套 Set
骨牵引针Φ2.5×60mm	Bone screws	2支 Piece
骨牵引针Φ3.5×70mm	Bone screws	2支 Piece
内六角扳手4mm	Allen wrench	1把 Piece
上钉器Φ3.5mm	T-wrench	1把 Piece

NO.91033000

腕关节支架(L型) Wrist fixator (L type)



配置 To configure		数量 Qty
腕关节支架	Wrist fixator	1套 Set
骨牵引针Φ3.5×70mm	Bone screws	4支 Piece
内六角扳手4mm	Allen wrench	1把 Piece
上钉器Φ3.5mm	T-wrench	1把 Piece

NO.91040000

前臂架 Forearm fixator



配置 To configure		数量 Qty
前臂架	Forearm fixator	1套 Set
骨牵引针Φ3.5×70mm	Bone screws	4支 Piece
上钉器Φ3.5mm	T-wrench	1把 Piece
内六角扳手5mm	Allen wrench	1把 Piece
两用扳手10mm	Combination wrenches	1把 Piece




图示配置仅供参考，具体配置以实际为准。
Illustrates configuration for reference only, a specific configuration to the actual subject.



NO.91050000

腕关节支架(半球型) Wrist fixator

配置 To configure		数量 Qty
腕关节支架	Wrist fixator	1套 Set
骨牵引针Φ2.5×60mm	Bone screws	2支 Piece
骨牵引针Φ3.5×70mm	Bone screws	2支 Piece
内六角扳手4mm	Allen wrench	1把 Piece
上钉器Φ3.5mm	T-wrench	1把 Piece



NO.91060000

腕关节支架(单锁型) Wrist fixator

配置 To configure		数量 Qty
腕关节支架	Wrist fixator	1套 Set
骨牵引针Φ2.5×60mm	Bone screws	2支 Piece
骨牵引针Φ3.5×70mm	Bone screws	2支 Piece
内六角扳手4mm	Allen wrench	1把 Piece
上钉器Φ3.5mm	T-wrench	1把 Piece

NO.91070000

腕关节支架(透光多关节型) Wrist fixator(Radiolucent multi-joint type)

配置 To configure		数量 Qty
腕关节支架	Wrist fixator	1套 Set
骨牵引针Φ2.5×60mm	Bone screws	2支 Piece
骨牵引针Φ3.5×70mm	Bone screws	2支 Piece
内六角扳手5mm	Allen wrench	1把 Piece
上钉器Φ3.5mm	T-wrench	1把 Piece



NO.91301000

腕关节支架(PEEK可透光) Radiolucent wrist fixator

配置 To configure		数量 Qty
腕关节支架	Wrist fixator	1套 Set
骨牵引针Φ2.5×60	Bone screws	2支 Piece
骨牵引针Φ3.5×80	Bone screws	2支 Piece
内六角扳手4mm	Allen wrench	1把 Piece
上钉器Φ3.5mm	T-wrench	1把 Piece



图示配置仅供参考，具体配置以实际为准。
Illustrates configuration for reference only, a specific configuration to the actual subject.



微动力支架(T型) Dynamic axial fixator(T type)

型号 Type	产品编号 No.	配置 To configure	数量 Qty	
大号 X	91081000	微动力支架	Dynamic axial fixator	1套 Set
		骨牵引针Φ6.0×150mm	Bone screws	2支 Piece
		骨牵引针HBΦ6.0×150mm	Bone screws	2支 Piece
		内六角扳手6mm	Allen wrench	1把 Piece
		上钉器Φ6mm	T-wrench	1把 Piece
中号 M	91082000	微动力支架	Dynamic axial fixator	1套 Set
		骨牵引针Φ6.0×130mm	Bone screws	2支 Piece
		骨牵引针HBΦ6.0×150mm	Bone screws	2支 Piece
		内六角扳手6mm	Allen wrench	1把 Piece
		上钉器Φ6mm	T-wrench	1把 Piece
小号 S	91083000	微动力支架	Dynamic axial fixator	1套 Set
		骨牵引针Φ5.0×120mm	Bone screws	2支 Piece
		骨牵引针HBΦ5.0×130mm	Bone screws	2支 Piece
		内六角扳手5mm	Allen wrench	1把 Piece
		上钉器Φ5mm	T-wrench	1把 Piece
特小号 XS	91084000	微动力支架	Dynamic axial fixator	1套 Set
		骨牵引针Φ4.0×100mm	Bone screws	4支 Piece
		内六角扳手4mm	Allen wrench	1把 Piece
		上钉器Φ4mm	T-wrench	1把 Piece

微动力支架(直型) Dynamic axial fixator(Straight type)

型号 Type	产品编号 No.	配置 To configure	数量 Qty	
大号 X	91091000	微动力支架	Dynamic axial fixator	1套 Set
		骨牵引针Φ6.0×150mm	Bone screws	4支 Piece
		内六角扳手6mm	Allen wrench	1把 Piece
		上钉器Φ6mm	T-wrench	1把 Piece
中号 M	91092000	微动力支架	Dynamic axial fixator	1套 Set
		骨牵引针Φ6.0×130mm	Bone screws	4支 Piece
		内六角扳手6mm	Allen wrench	1把 Piece
		上钉器Φ6mm	T-wrench	1把 Piece
小号 S	91093000	微动力支架	Dynamic axial fixator	1套 Set
		骨牵引针Φ5.0×120mm	Bone screws	4支 Piece
		内六角扳手5mm	Allen wrench	1把 Piece
		上钉器Φ5mm	T-wrench	1把 Piece
特小号 XS	91094000	微动力支架	Dynamic axial fixator	1套 Set
		骨牵引针Φ4.0×100mm	Bone screws	4支 Piece
		内六角扳手4mm	Allen wrench	1把 Piece
		上钉器Φ4mm	T-wrench	1把 Piece





图示配置仅供参考，具体配置以实际为准。
Illustrates configuration for reference only, a specific configuration to the actual subject.



微动力支架(胫骨近端) Dynamic axial fixator

型号 Type	产品编号 No.	配置 To configure	数量 Qty
大号 X	91140000	微动力支架 Dynamic axial fixator	1套 Set
		骨牵引针Φ6.0×150mm Bone screws	2支 Piece
		骨牵引针HBΦ6.0×150mm Bone screws	2支 Piece
		内六角扳手6mm Allen wrench	1把 Piece
		上钉器Φ6mm T-wrench	1把 Piece



微动力支架(踝关节型) Dynamic axial fixator(Ankle joint type)

型号 Type	产品编号 No.	配置 To configure	数量 Qty
大号 X	91171000	微动力支架 Dynamic axial fixator	1套 Set
		骨牵引针Φ6.0×130mm Bone screws	4支 Piece
		内六角扳手6mm Allen wrench	1把 Piece
		上钉器Φ6mm T-wrench	1把 Piece
中号 M	91172000	微动力支架 Dynamic axial fixator	1套 Set
		骨牵引针Φ6.0×130mm Bone screws	4支 Piece
		内六角扳手6mm Allen wrench	1把 Piece
		上钉器Φ6mm T-wrench	1把 Piece
小号 S	91173000	微动力支架 Dynamic axial fixator	1套 Set
		骨牵引针Φ5.0×120mm Bone screws	4支 Piece
		内六角扳手5mm Allen wrench	1把 Piece
		上钉器Φ5mm T-wrench	1把 Piece



图示配置仅供参考，具体配置以实际为准。
Illustrates configuration for reference only, a specific configuration to the actual subject.



NO.91100000

骨盆支架A Pelvis fixator A

配置 To configure	数量 Qty
骨盆支架 The pelvis fixator	1套 Set
骨牵引针HBΦ6.0×150mm Bone screws	4支 Piece
内六角扳手6mm Allen wrench	1把 Piece
上钉器Φ6mm T-wrench	1把 Piece



NO.91110000

骨盆支架B Pelvis fixator B

配置 To configure	数量 Qty
骨盆支架 The pelvis fixator	1套 Set
骨牵引针HBΦ6.0×150mm Bone screws	4支 Piece
内六角扳手6mm Allen wrench	1把 Piece
上钉器Φ6mm T-wrench	1把 Piece



NO.91120000

骨盆支架C Pelvis fixator C

配置 To configure	数量 Qty
骨盆支架 The pelvis fixator	1套 Set
骨牵引针HBΦ6.0×150mm Bone screws	4支 Piece
内六角扳手6mm Allen wrench	1把 Piece
上钉器Φ6mm T-wrench	1把 Piece
两用扳手10mm Combination wrenches	1把 Piece



图示配置仅供参考，具体配置以实际为准。
Illustrates configuration for reference only, a specific configuration to the actual subject.

**NO.91131000****骨延长A LRS A**

配置 To configure		数量 Qty
骨延长支架	LRS fixator	1套 Set
骨牵引针Φ6.0×150mm	Bone screws	6支 Piece
内六角扳手6mm	Allen wrench	1把 Piece
上钉器Φ6mm	T-wrench	1把 Piece

**NO.91132000****骨延长B LRS B**

配置 To configure		数量 Qty
骨延长支架	LRS fixator	1套 Set
骨牵引针Φ6.0×150mm	Bone screws	4支 Piece
内六角扳手6mm	Allen wrench	1把 Piece
上钉器Φ6mm	T-wrench	1把 Piece

**NO.91133000****骨延长C LRS C**

配置 To configure		数量 Qty
骨延长支架	LRS fixator	1套 Set
骨牵引针Φ6.0×150mm	Bone screws	6支 Piece
骨牵引针HBΦ6.0×150mm	Bone screws	2支 Piece
内六角扳手6mm	Allen wrench	1把 Piece
上钉器Φ6mm	T-wrench	1把 Piece

NO.91134000**骨延长D LRS D**


配置 To configure		数量 Qty
骨延长支架	LRS fixator	1套 Set
骨牵引针Φ6.0×150mm	Bone screws	4支 Piece
骨牵引针HBΦ6.0×150mm	Bone screws	2支 Piece
内六角扳手6mm	Allen wrench	1把 Piece
上钉器Φ6mm	T-wrench	1把 Piece



图示配置仅供参考，具体配置以实际为准。
Illustrates configuration for reference only, a specific configuration to the actual subject.

NO.91060000**肘关节支架 Elbow fixator**

配置 To configure		数量 Qty
肘关节支架	Elbow fixator	1套 Set
骨牵引针Φ5.0×110mm	Bone screws	4支 Piece
内六角扳手5mm	Allen wrench	1把 Piece
加压扳手Φ4mm	Allen wrench	1把 Piece
上钉器Φ5mm	T-wrench	1把 Piece

**NO.91150000****膝关节支架 Knee fixator**

配置 To configure		数量 Qty
膝关节支架	Knee fixator	1套 Set
骨牵引针Φ6.0×150mm	Bone screws	2支 Piece
骨牵引针Φ6.0×130mm	Bone screws	2支 Piece
内六角扳手6mm	Allen wrench	1把 Piece
加压扳手Φ4mm	Allen wrench	1把 Piece
上钉器Φ6mm	T-wrench	1把 Piece

**NO.91070000****股骨平台支架 Petrochanteric fixator**

配置 To configure		数量 Qty
股骨平台支架	Petrochanteric fixator	1套 Set
骨牵引针Φ6.0×150mm	Bone screws	2支 Piece
骨牵引针HBΦ6.0×180mm	Bone screws	2支 Piece
内六角扳手5mm	Allen wrench	1把 Piece
上钉器Φ6mm	T-wrench	1把 Piece



图示配置仅供参考，具体配置以实际为准。
Illustrates configuration for reference only, a specific configuration to the actual subject.



NO.91011000

指掌骨活动型支架 Mini fixator joint motion type

配置 To configure		数量 Qty
指掌骨支架	Mini fixator	1套 Set
骨牵引针Φ2.0×50mm	Bone screws	4支 Piece
内六角扳手3mm	Allen wrench	1把 Piece
上钉器Φ2mm	T-wrench	1把 Piece



NO.91012000

指掌骨直型支架 Mini fixator straight type

配置 To configure		数量 Qty
指掌骨支架	Mini fixator	1套 Set
骨牵引针Φ2.0×50mm	Bone screws	4支 Piece
内六角扳手3mm	Allen wrench	1把 Piece
上钉器Φ2mm	T-wrench	1把 Piece



NO.91013000

迷你导轨支架水平型 Minirail horizontal axis type

配置 To configure		数量 Qty
指掌骨支架	Minirail horizontal axis fixator	1套 Set
骨牵引针Φ2.0×50mm	Bone screws	4支 Piece
内六角扳手3mm	Allen wrench	1把 Piece
上钉器Φ2mm	T-wrench	1把 Piece



NO.91014000

迷你导轨支架伸长型 Minirail lengtheners

配置 To configure		数量 Qty
指掌骨支架	Minirail lengthener	1套 Set
骨牵引针Φ2.0×50mm	Bone screws	4支 Piece
内六角扳手3mm	Allen wrench	1把 Piece
上钉器Φ2mm	T-wrench	1把 Piece



NO.91015000

迷你导轨支架垂直型 Minirail vertical axis type

配置 To configure		数量 Qty
指掌骨支架	Minirail vertical axis fixator	1套 Set
骨牵引针Φ2.0×50mm	Bone screws	4支 Piece
内六角扳手3mm	Allen wrench	1把 Piece
上钉器Φ2mm	T-wrench	1把 Piece



NO.91017000

指掌骨支架A型 Mini fixator A type

配置 To configure		数量 Qty
指掌骨支架	Mini fixator A	1套 Set
骨牵引针Φ2.0×50mm	Bone screws	4支 Piece
内六角扳手3mm	Allen wrench	1把 Piece
上钉器Φ2mm	T-wrench	1把 Piece



NO.91018000

指掌骨支架B型 Mini fixator B type

配置 To configure		数量 Qty
指掌骨支架	Mini fixator B	1套 Set
骨牵引针Φ2.0×50mm	Bone screws	4支 Piece
内六角扳手3mm	Allen wrench	1把 Piece
上钉器Φ2mm	T-wrench	1把 Piece

NO.91019000

指掌骨支架C型 Mini fixator C type

配置 To configure		数量 Qty
指掌骨支架	Mini fixator C	1套 Set
骨牵引针Φ2.0×50mm	Bone screws	4支 Piece
内六角扳手3mm	Allen wrench	1把 Piece
上钉器Φ2mm	T-wrench	1把 Piece



图示配置仅供参考，具体配置以实际为准。
Illustrates configuration for reference only, a specific configuration to the actual subject.

普通直型 Straight type

型号 Type	产品编号 No.	配置 To configure	数量 Qty	
大号 L	91201000	直型支架	Straight fixator	1套 Set
		骨牵引针Φ6.0×130mm	Bone screws	4支 Piece
		内六角扳手6mm	Allen wrench	1把 Piece
		上钉器Φ6mm	T-wrench	1把 Piece
中号 M	91202000	直型支架	Straight fixator	1套 Set
		骨牵引针Φ5.0×120mm	Bone screws	4支 Piece
		内六角扳手6mm	Allen wrench	1把 Piece
		上钉器Φ5mm	T-wrench	1把 Piece
小号 S	91203000	直型支架	Straight fixator	1套 Set
		骨牵引针Φ4.0×110mm	Bone screws	4支 Piece
		内六角扳手5mm	Allen wrench	1把 Piece
		上钉器Φ4mm	T-wrench	1把 Piece
特小号 XS	91204000	直型支架	Straight fixator	1套 Set
		骨牵引针Φ4.0×90mm	Bone screws	4支 Piece
		内六角扳手4mm	Allen wrench	1把 Piece
		上钉器Φ4mm	T-wrench	1把 Piece

普通T型 T type

型号 Type	产品编号 No.	配置 To configure	数量 Qty	
大号 L	91211000	T型支架	T type fixator	1套 Set
		骨牵引针Φ6.0×130mm	Bone screws	2支 Piece
		骨牵引针HBΦ6.0×150mm	Bone screws	2支 Piece
		内六角扳手6mm	Allen wrench	1把 Piece
中号 M	91212000	T型支架	T type fixator	1套 Set
		骨牵引针Φ5.0×120mm	Bone screws	2支 Piece
		骨牵引针HBΦ5.0×130mm	Bone screws	2支 Piece
		内六角扳手6mm	Allen wrench	1把 Piece
小号 S	91213000	T型支架	T type fixator	1套 Set
		骨牵引针Φ4.0×110mm	Bone screws	2支 Piece
		骨牵引针HBΦ4.0×120mm	Bone screws	2支 Piece
		内六角扳手5mm	Allen wrench	1把 Piece
特小号 XS	91214000	T型支架	T type fixator	1套 Set
		骨牵引针Φ4.0×90mm	Bone screws	4支 Piece
		内六角扳手4mm	Allen wrench	1把 Piece
		上钉器Φ4mm	T-wrench	1把 Piece

踝关节支架 Ankle fixator

型号 Type	产品编号 No.	配置 To configure	数量 Qty	
大号 L	91161000	踝关节支架	Ankle fixator	1套 Set
		骨牵引针Φ6.0×130mm	Bone screws	4支 Piece
		内六角扳手6mm	Allen wrench	1把 Piece
		上钉器Φ6mm	T-wrench	1把 Piece
中号 M	91162000	踝关节支架	Ankle fixator	1套 Set
		骨牵引针Φ5.0×130mm	Bone screws	4支 Piece
		内六角扳手6mm	Allen wrench	1把 Piece
		上钉器Φ5mm	T-wrench	1把 Piece
小号 S	91163000	踝关节支架	Ankle fixator	1套 Set
		骨牵引针Φ4.0×120mm	Bone screws	4支 Piece
		内六角扳手5mm	Allen wrench	1把 Piece
		上钉器Φ4mm	T-wrench	1把 Piece



图示配置仅供参考，具体配置以实际为准。
Illustrates configuration for reference only, a specific configuration to the actual subject.

NO.91302000

胫骨支架(PEEK 可透光)长型、短型 Tibia fixator (radiolucent) L/S

配置 To configure		数量 Qty
胫骨支架	Tibia fixator	1
骨牵引针Φ6.0×150	Bone screws	4
通用扳手H3-H5	Universal allen wrench	1
上钉器Φ6mm	T-wrench	1



NO.91303000

踝关节支架(PEEK 可透光)长型、短型 Ankle fixator (radiolucent) L/S

配置 To configure		数量 Qty
踝关节支架	Ankle fixator	1
骨牵引针Φ6.0×150	Bone screws	4
通用扳手H3-H5	Universal allen wrench	1
上钉器Φ6mm	T-wrench	1



NO.91304000

环形组合式支架 (PEEK 可透光) Hybird kit fixator (radiolucent)

配置 To configure		数量 Qty
环形组合式支架	Hybird kit fixator	1
骨牵引针Φ6.0×150	Bone screws	2
克氏针Φ2×300	K-wire	2
通用扳手H3-H5	Universal allen wrench	1
两用扳手10mm	Combination spanner	2
六角扳手H6	Allen wrench	1
上钉器Φ6mm	T-wrench	1



NO.91305000

踝关节固定 Ankle fixator

配置 To configure		数量 Qty
踝关节支架	Ankle fixator	1
骨牵引针Φ6.0×150	Bone screws	2
克氏针2.5×250	K-wire	2
克氏针2.0×250	K-wire	1
两用扳手	Combination spanner	2
内六角扳手3mm	Allen wrench	1
内六角扳手5mm	Allen wrench	1
内六角扳手6mm	Allen wrench	1



图示配置仅供参考，具体配置以实际为准。
Illustrates configuration for reference only, a specific configuration to the actual subject.

万向型支架 Universal type fixator



型号 Type	产品编号 No.	配置 To configure	数量 Qty
大号 X	92011000	万向型支架 Universal type fixator	1套 Set
		骨牵引针Φ6.0×130mm Bone screws	4支 Piece
		开口扳手13-16mm Open spanner	1把 Piece
		内六角扳手4mm Allen wrench	1把 Piece
		内六角扳手5mm Allen wrench	1把 Piece
中号 M	92012000	万向型支架 Universal type fixator	1套 Set
		骨牵引针Φ5.0×120mm Bone screws	4支 Piece
		开口扳手10-14mm Open spanner	1把 Piece
		内六角扳手4mm Allen wrench	1把 Piece
		内六角扳手5mm Allen wrench	1把 Piece
小号 S	92013000	万向型支架 Universal type fixator	1套 Set
		骨牵引针Φ5.0×110mm Bone screws	4支 Piece
		开口扳手10-14mm Open spanner	1把 Piece
		内六角扳手4mm Allen wrench	1把 Piece
		内六角扳手5mm Allen wrench	1把 Piece



产品编号9202**** 配不加压延长杆，其他配置同上
No.9202**** Can configure non-compression/distractiontube and have same other configurations



直型支架 Straight type fixator



型号 Type	产品编号 No.	配置 To configure	数量 Qty
大号 X	92031000	万向型支架 Universal type fixator	1套 Set
		骨牵引针Φ6.0×130mm Bone screws	4支 Piece
		开口扳手13-16mm Open spanner	1把 Piece
		内六角扳手4mm Allen wrench	1把 Piece
		两用扳手10mm Combination spanner	1把 Piece
		上钉器Φ6mm T-wrench	1把 Piece
中号 M	92032000	万向型支架 Universal type fixator	1套 Set
		骨牵引针Φ5.0×120mm Bone screws	4支 Piece
		开口扳手10-14mm Open spanner	1把 Piece
		内六角扳手4mm Allen wrench	1把 Piece
		上钉器Φ5mm T-wrench	1把 Piece
		小号 S	92033000
骨牵引针Φ5.0×110mm Bone screws	4支 Piece		
开口扳手10-14mm Open spanner	1把 Piece		
内六角扳手4mm Allen wrench	1把 Piece		
上钉器Φ5mm T-wrench	1把 Piece		



产品编号9204**** 配不加压延长杆，其他配置同上
No.9204**** Can configure non-compression/distractiontube and have same other configurations




图示配置仅供参考，具体配置以实际为准。
Illustrates configuration for reference only, a specific configuration to the actual subject.

NO.95835000

横向骨搬移支架 Lateral limb reconstruction fixator

产品特点 Product Features


- >> 简便、易操作
- >> 创面小、减少痛苦
- >> 通过移动骨块，改善血运，阻止肢体坏死
- >> 费用低，病情不易复发
- >> Simple and easy to operate
- >> Small wounds and reduced pain
- >> Improve blood flow and prevent limb necrosis by moving bones
- >> Low cost, the disease is not easy to relapse



规格 Size
Φ3.0、Φ4.0、Φ5.0

NO.94300000

皮肤牵拉器 Skin retractor



规格 Size
Φ1.5×250mm
Φ2.0×250mm




MODULAR FIXATION SYSTEM 组合式外固定系统

产品特点

- >> 具有技术先进、使用方便的特点。
- >> 在近端和远端骨折处可以进行独立的钢钉布局。
- >> 设计中应用弹簧载荷预咬合机制 (snap-fit)，提高了操作处理和缩短了术中操作时间。
- >> 增加了骨折视野的清晰度，这主要是通过使用高性能材料医用铝和碳纤维完成的。
- >> 设计提供了最佳的稳定性和弹性。
- >> 设计为紧凑的、体积小的框架。
- >> 针对骨折方式的复杂性和软组织缺失进行设计，同时兼顾多样性和使用方便。
- >> 使用简单、有效的器械。

Product features

- >> With the characteristic of advanced technology and convenient usage.
- >> Independent arrangement of bone screws in proximal and distal fractures.
- >> Apply snap-fit to the design which leads to easier operation and less time.
- >> Enhance the sharpness of the fracture vision by using Medical aluminum & carbon fiber.
- >> Offer the best stability and elasticity.
- >> Make the frame compactly.
- >> Design aiming at the complexity of the fracture and loss of soft tissue and considering both variety and convenience.
- >> Simple and effective usage.





NH II 5外固定支架单件、工具

Parts & instruments of NH II 5 external fixator



针杆固定夹
Pin to rod coupling

编号No	95801000
规格Size	Φ5/3-4
材料: 不锈钢、合金铝	
Material: Stainless steel, Aluminum	



杆杆固定夹
Rod to rod coupling

编号No	95802000
规格Size	Φ5/5
材料: 不锈钢、合金铝	
Material: Stainless steel, Aluminum	



近关节固定夹
Peri-articular pin clamp

编号No	95804000
规格Size	Φ5/3-4
材料: 不锈钢、合金铝	
Material: Stainless steel, Aluminum	



4孔钢针固定夹
4-hole pin clamp

编号No	95805000
规格Size	Φ5/3-4
材料: 不锈钢、合金铝	
Material: Stainless steel, Aluminum	



针杆固定夹
Pin to rod coupling

编号No	95813000
规格Size	Φ5/3-4
材料: PEEK	
Material: PEEK	



杆杆固定夹
Rod to rod coupling

编号No	95814000
规格Size	Φ5/5
材料: PEEK	
Material: PEEK	



MINI双针杆夹
Pin to rod coupling (small)

编号No	95811000
规格Size	Φ3/2
材料: 不锈钢、合金铝	
Material: Stainless steel, Aluminum	



MINI杆杆夹
Rod to rod coupling (small)

编号No	95812000
规格Size	Φ3/3
材料: 不锈钢、合金铝	
Material: Stainless steel, Aluminum	



30° 支柱
30° post

编号No	95806000
规格Size	Φ5
材料: 不锈钢	
Material: Stainless steel	



直支柱
Straight post

编号No	95807000
规格Size	Φ5
材料: 不锈钢	
Material: Stainless steel	



肘关节活动器
Elbow joint mobilizer

编号No	95808000
规格Size	Φ5
材料: 不锈钢	
Material: Stainless steel	



腕关节活动器
Wrist joint mobilizer

编号No	95809000
规格Size	Φ5
材料: 不锈钢	
Material: Stainless steel	



NH II 5外固定支架单件、工具

Parts & instruments of NH II 5 external fixator




连接杆
Connecting rod

编号No	955***** 956*****
规格Size	Φ5 长度100-400
材料: 合金铝、碳纤维	
Material: Aluminum, Carbon fibre	



加压延长单杆
Compression/Distractor single rod

编号No	95815000
规格Size	Φ5
材料: 不锈钢、合金铝	
Material: Stainless steel, Aluminum	



T型扳手
T wrench

编号No	95902000
规格Size	#5
材料: 不锈钢	
Material: Stainless steel	



稳定复位扳手
Stabilization/Reduction wrench

编号No	95903000
规格Size	#15
材料: 不锈钢、合金铝	
Material: Stainless steel, Aluminum	



弓形钻架
Hand drill

编号No	95906000
规格Size	Φ4
材料: 不锈钢、合金铝	
Material: Stainless steel, Aluminum	



上钉器
Screw driver

编号No	95909000
规格Size	Φ3/4
材料: 不锈钢	
Material: Stainless steel	



定位器
Guides

编号No	95910000
规格Size	Φ3/4
材料: 不锈钢	
Material: Stainless steel	



拇指轮
Thumb wheel

编号No	95911000
规格Size	#5/7
材料: 合金铝	
Material: Aluminum	






开口扳手
Open spanner

编号No	95912000
规格Size	#4/5、#5/7
材料: 不锈钢	
Material: Stainless steel	



NH II 5外固定支架器械包

NH II 5 external fixator instrument boxes



序号 No.	产品名称 Product Name	产品编号 Product No.	规格 Specification	数量 Qty
1	针杆固定夹 Pin to rod coupling	95801000	Φ5/3-4	12
2	杆杆固定夹 Rod to rod coupling	95802000	Φ5/5	12
3	4孔钢针固定夹 4-hole pin clamp	95805000	Φ5/3-4	3
4	近关节固定夹 Peri-articular pin clamp	95804000	Φ5/3-4	1
5	直支柱 Straight post	95807000	Φ5	2
6	30° 支柱 30° post	95806000	Φ5	4
7	自攻自钻骨牵引针 Self drilling/Self tapping bone screws	90324013	Φ4×130	4
		90324012	Φ4×120	4
		90324010	Φ4×100	4
		90324008	Φ4×80	4
		90323008	Φ3×80	4
8	定位器 Guides	95910000	Φ3-4	1
9	连接杆 Carbon fibre rod	95605250	Φ5×250	2
		95605200	Φ5×200	4
		95605180	Φ5×180	2
		95605150	Φ5×150	4
		95605120	Φ5×120	2
10	肘关节活动器 Elbow joint mobilizer	95808000	Φ5	1
11	T型扳手 T wrench	95902000	#5	1
12	稳定复位扳手 Stabilization/Reduction wrench	95903000	#15	1
13	弓形钻架 Hand drill	95906000	Φ4	1
14	上钉器 Screw driver	95909000	Φ3-4	1
15	拇指轮 Thumb wheel	95911000	#5/7	1
16	器械盒 Instrument set	95955000		1



图示配置仅供参考，具体配置以实际为准。
Illustrates configuration for reference only, a specific configuration to the actual subject.

NO.95010000

尺桡骨跨关节型 Ulna&Radius spanning external fixator

配置 To configure	数量 Qty
杆杆固定夹Φ5/5 Rod to rod coupling	4
4孔钢针固定夹Φ5/3-4 4-hole pin clamp	2
30° 支柱Φ5 30° post	4
连接杆Φ5×200mm Carbon fibre rod	2
自攻自钻骨牵引针Φ3×80mm Self drilling/Self tapping bone screws	4
适应症：胫骨、桡骨 Used for: Tibia, Radius	

NO.95020000

尺桡骨型 Ulna&Radius fixator

配置 To configure	数量 Qty
杆杆固定夹Φ5/5 Rod to rod coupling	2
4孔钢针固定夹Φ5/3-4 4-hole pin clamp	2
直支柱Φ5 Straight post	2
连接杆Φ5×200mm Carbon fibre rod	1
自攻自钻骨牵引针Φ3×80mm Self drilling/Self tapping bone screws	4
适应症：前臂 Used for: Forearm	

NO.95030000

尺桡骨型 Ulna&Radius fixator

配置 To configure	数量 Qty
杆杆固定夹Φ5/5 Rod to rod coupling	1
针杆固定夹Φ5/3-4 Pin to rod coupling	2
近关节固定夹Φ5/3-4 Peri-articular pin clamp	1
连接杆Φ5×200mm Carbon fibre rod	1
自攻自钻骨牵引针Φ3×100mm Self drilling/Self tapping bone screws	4
适应症：尺骨、桡骨 Used for: Ulna, Radius	

NO.95040000


腕关节型 Wrist joint fixator

配置 To configure	数量 Qty
腕关节活动器Φ5 Wrist joint mobilizer	1
针杆固定夹Φ5/3-4 Pin to rod coupling	4
自攻自钻骨牵引针Φ3×100mm Self drilling/Self tapping bone screws	4
适应症：腕关节 Used for: Wrist joint	

NO.95080000

指掌骨型 Mini-fixator(Finger&Palm)

配置 To configure	数量 Qty
MINI双针杆夹Φ3/2 Pin to rod coupling	2
连接杆Φ3×80 Carbon fibre rod	1
骨牵引针Φ2×60 Bone screws	1
适应症：指掌骨折 Used for: Finger, Palm	





图示配置仅供参考，具体配置以实际为准。
Illustrates configuration for reference only, a specific configuration to the actual subject.

NO.95050000

肘关节型 Elbow joint fixator



配置 To configure		数量 Qty
肘关节活动器Φ5	Elbow joint mobilizer	1
针杆固定夹Φ5/3-4	Pin to rod coupling	4
自攻自钻骨牵引针Φ4×120mm	Self drilling/Self tapping bone screws	4
适应症：肘关节骨折 Used for: Elbow joint fracture		



NO.95060000

肱骨骨干骨折 Humeral shaft external fixator

配置 To configure		数量 Qty
杆杆固定夹Φ5/5	Rod to rod coupling	2
4孔钢针固定夹Φ5/3-4	4-hole pin clamp	2
30° 支柱Φ5	30° post	2
连接杆Φ5×200mm	Carbon fibre rod	1
自攻自钻骨牵引针Φ4×120mm	Self drilling/Self tapping bone screws	4
适应症：肱骨骨干 Used for: Humeral shaft		



NO.95070000

肱骨近端骨折 Proximal humerus fixator

配置 To configure		数量 Qty
杆杆固定夹Φ5/5	Rod to rod coupling	4
针杆固定夹Φ5/3-4	Pin to rod coupling	2
4孔钢针固定夹Φ5/3-4	4-hole pin clamp	1
连接杆Φ5×250mm	Carbon fibre rod	2
连接杆Φ5×200mm	Carbon fibre rod	1
30° 支柱Φ5	30° post	2
自攻自钻骨牵引针Φ4×120mm	Self drilling/Self tapping bone screws	4
适应症：肱骨近端和外髁颈 Used for: Proximal humerus, Condyle neck		



NH II 8外固定支架单件、工具

Parts & instruments of NH II 8 external fixator



针杆固定夹
Pin to rod coupling

编号No	95821000
规格Size	Φ8/4-5
材料: 不锈钢、合金铝	Material: Stainless steel, Aluminum



杆杆固定夹
Rod to rod coupling

编号No	95822000
规格Size	Φ8/8
材料: 不锈钢、合金铝	Material: Stainless steel, Aluminum



5孔钢针固定夹
5-hole pin clamp

编号No	95823000
规格Size	Φ8/5
材料: 不锈钢、合金铝	Material: Stainless steel, Aluminum



棒杆夹
Tube to rod coupling

编号No	95831000
规格Size	Φ20/8
材料: 不锈钢、合金铝	Material: Stainless steel, Aluminum



针杆固定夹
Pin to rod coupling

编号No	95835000
规格Size	Φ8/5-6
材料: PEEK	Material: PEEK



杆杆固定夹
Rod to rod coupling

编号No	95836000
规格Size	Φ8/8
材料: PEEK	Material: PEEK



30° 支柱
30° post

编号No	95827000
规格Size	Φ8
材料: 不锈钢	Material: Stainless steel



直支柱
Straight post

编号No	95828000
规格Size	Φ8
材料: 不锈钢	Material: Stainless steel



踝关节活动器
Ankle joint mobilizer

编号No	95829000
规格Size	Φ8
材料: 不锈钢	Material: Stainless steel



膝关节活动器
Knee joint mobilizer

编号No	95825000(左)、95826000(右)
规格Size	Φ8
材料: 不锈钢	Material: Stainless steel



NH II 8外固定支架单件、工具

Parts & instruments of NH II 8 external fixator



半环形弓

Semi-circular curved connecting rod

编号No	958248**
规格Size	Φ8×160, Φ8×180, Φ8×200mm
材料:	合金铝
Material:	Aluminum



连接杆

Connecting rod

编号No	955***** 956*****
规格Size	Φ8 长度100-400mm
材料:	碳纤维、合金铝
Material:	Carbon fibre、Aluminum



直型延长杆

Compression/Distraction rod

编号No	95832000
规格Size	Φ20
材料:	不锈钢、合金铝
Material:	Stainless steel、Aluminum



T型扳手

T wrench

编号No	95922000
规格Size	#7
材料:	不锈钢
Material:	Stainless steel



加压延长单杆

Compression/Distraction single rod

编号No	95833000
规格Size	Φ8
材料:	不锈钢、合金铝
Material:	Stainless steel、Aluminum



加压延长双杆

Compression/Distraction double rods

编号No	95834000
规格Size	Φ8
材料:	不锈钢、合金铝
Material:	Stainless steel、Aluminum



稳定复位扳手

Stabilization/Reduction wrench

编号No	95923000
规格Size	#22
材料:	不锈钢、合金铝
Material:	Stainless steel、Aluminum



扭力扳手

Torque wrench


编号No	95925000
规格Size	#7
材料:	不锈钢、合金铝
Material:	Stainless steel、Aluminum



弓形钻架

Hand drill

编号No	95926000
规格Size	Φ5
材料:	不锈钢、合金铝
Material:	Stainless steel、Aluminum



上钉器

Screw driver

编号No	95929000
规格Size	Φ5
材料:	不锈钢
Material:	Stainless steel



定位器

Guides

编号No	95930000
规格Size	Φ5
材料:	不锈钢
Material:	Stainless steel



拇指轮




Thumb wheel

编号No	95911000
规格Size	#5/7
材料:	合金铝
Material:	Aluminum



NH II 8外固定支架器械包

NH II 8 external fixator instrument boxes



序号 No.	产品名称 Product Name	产品编号 Product No.	规格 Specification	数量 Qty
1	针杆固定夹 Pin to rod coupling	95821000	Φ8/4-5	12
2	杆杆固定夹 Rod to rod coupling	95822000	Φ8/8	12
3	5孔钢针固定夹 5-hole pin clamp	95823000	Φ8/5	3
4	直支柱 Straight post	95828000	Φ8	2
5	30° 支柱 30° post	95827000	Φ8	4
6	自攻自钻骨牵引针 Self drilling/Self tapping bone screws	90325018	Φ5×180	4
		90325015	Φ5×150	8
		90325013	Φ5×130	4
		90325012	Φ5×120	4
7	定位器 Guides	95930000	Φ5	1
8	连接杆 Carbon connecting rod	95608350	Φ8×350	2
		95608300	Φ8×300	2
		95608250	Φ8×250	4
		95608200	Φ8×200	4
9	半环形弓 Semi-circular curved connecting rod	95824816	Φ8×160	1
		95824820	Φ8×200	1
10	T型扳手 T wrench	95922000	#7	1
11	稳定复位扳手 Stabilization/Reduction wrench	95923000	#22	1
12	扭力扳手 Torque wrench	95925000	#7	1
13	弓形钻架 Hand drill	95926000	Φ5	1
14	上钉器 Screw driver	95929000	Φ5	1
15	拇指轮 Thumb wheel	95911000	#5/7	1
16	器械盒 Instrument set	95958000		1



图示配置仅供参考，具体配置以实际为准。
Illustrates configuration for reference only, a specific configuration to the actual subject.

NO.95210000**胫骨近端骨折 Proximal tibia external fixator**

配置 To configure	数量 Qty
杆杆固定夹Φ8/8 Rod to rod coupling	4
针杆固定夹Φ8/4-5 Pin to rod coupling	3
5孔钢针固定夹Φ8/5 5-hole pin clamp	1
30° 支柱Φ8 30° post	2
半环形弓Φ8×180mm Semi-circular curved connecting rod	1
连接杆Φ8×250mm Carbon fibre rod	2
自攻自钻骨牵引针Φ5×150mm Self drilling/Self tapping bone screws	5

适应症：胫骨近端 Used for: Proximal tibia

**NO.95220000****股骨干骨折 Femoral shaft fixator**

配置 To configure	数量 Qty
杆杆固定夹Φ8/8 Rod to rod coupling	2
针杆固定夹Φ8/4-5 Pin to rod coupling	4
连接杆Φ8×200mm Carbon fibre rod	1
连接杆Φ8×250mm Carbon fibre rod	2
自攻自钻骨牵引针Φ5×150mm Self drilling/Self tapping bone screws	4

适应症：股骨干 Used for: Femoral shaft

**NO.95230000****半环形（标准型） Half ring fixator(Standard)**

配置 To configure	数量 Qty
杆杆固定夹Φ8/8 Rod to rod coupling	6
5孔钢针固定夹Φ8/5 5-hole pin clamp	2
30° 支柱Φ8 30° post	4
连接杆Φ8×300mm Carbon fibre rod	2
连接杆Φ8×250mm Carbon fibre rod	1
自攻自钻骨牵引针Φ5×150mm Self drilling/Self tapping bone screws	4

适应症：胫骨、腓骨 Used for: Tibia, perone

**NO.95240000****股骨近端骨折 Proximal femur fixator**

配置 To configure	数量 Qty
杆杆固定夹Φ8/8 Rod to rod coupling	4
5孔钢针固定夹Φ8/5 5-hole pin clamp	2
30° 支柱Φ8 30° post	4
连接杆Φ8×300mm Carbon fibre rod	2
自攻自钻骨牵引针Φ5×150mm Self drilling/Self tapping bone screws	2
自攻自钻骨牵引针Φ5×180mm Self drilling/Self tapping bone screws	2

适应症：股骨粗隆 Used for: Ptertrochanteric



图示配置仅供参考，具体配置以实际为准。
Illustrates configuration for reference only, a specific configuration to the actual subject.

NO.95250000**骨盆固定 Pelvic fixator**

配置 To configure	数量 Qty
杆杆固定夹Φ8/8 Rod to rod coupling	6
5孔钢针固定夹Φ8/5 5-hole pin clamp	2
30° 支柱Φ8 30° post	2
连接杆Φ8×300mm Carbon fibre rod	2
连接杆Φ8×200mm Carbon fibre rod	2
自攻自钻骨牵引针Φ5×150mm Self drilling/Self tapping bone screws	4

适应症：骨盆 Used for: Pelvic

**NO.95260000****踝关节固定 Ankle joint fixator**


配置 To configure	数量 Qty
杆杆固定夹Φ8/8 Rod to rod coupling	3
针杆固定夹Φ8/4-5 Pin to rod coupling	4
连接杆Φ8×250mm Carbon fibre rod	2
连接杆Φ8×200mm Carbon fibre rod	1
自攻自钻骨牵引针Φ5×150mm Self drilling/Self tapping bone screws	3
自攻自钻骨牵引针Φ4×130mm Self drilling/Self tapping bone screws	1

适应症：踝关节 Used for: Ankle joint

**NO.95290000****胫骨近端支架 Proximal tibia external fixator**

配置 To configure	数量 Qty
针杆固定夹Φ8/4-5 Pin to rod coupling	4
杆杆固定夹Φ8/8 Rod to rod coupling	5
5孔钢针固定夹Φ8/5 5-hole pin clamp	1
30° 支柱Φ8 30° post	2
半环形弓Φ8×160 Semi-circular curved connecting rod	1
连接杆Φ8×200 Carbon fibre rod	3
自攻自钻骨牵引针Φ5×150mm Self drilling/Self tapping bone screws	5

适应症：胫骨 Used for: Tibia

**NO.95300000****踝关节融合 Ankle joint fixator**

配置 To configure	数量 Qty
针杆固定夹Φ8/4-5 Pin to rod coupling	2
杆杆固定夹Φ8/8 Rod to rod coupling	2
5孔钢针固定夹Φ8/5 5-hole pin clamp	2
30° 支柱Φ8 30° post	2
连接杆Φ8×200 Carbon fibre rod	2
自攻自钻骨牵引针Φ5×150mm Self drilling/Self tapping bone screws	4

适应症：踝关节 Used for: Ankle joint





图示配置仅供参考，具体配置以实际为准。
Illustrates configuration for reference only, a specific configuration to the actual subject.

NO.95310000

膝关节架 Knee joint fixator

配置 To configure	数量 Qty
针杆固定夹Φ8/4-5 Pin to rod coupling	3
杆杆固定夹Φ8/8 Rod to rod coupling	10
5孔钢针固定夹Φ8/5 5-hole pin clamp	2
30° 支柱Φ8 30° post	4
铝棒8×200 Connecting rod	1
铝棒8×250 Connecting rod	2
铝棒8×300 Connecting rod	2
半环形弓 Semi-circular curved connecting rod	1
自攻自钻骨牵引针5×150mm Self drilling/Self tapping bone screws	7
适应症: 膝关节 Used for: Knee joint fracture	



NO.95270000

膝关节 Knee joint fixator

配置 To configure	数量 Qty
杆杆固定夹Φ8/8 Rod to rod coupling	2
针杆固定夹Φ8/4-5 Pin to rod coupling	4
膝关节活动器Φ8 Knee joint mobilizer	1
5孔固定夹Φ8/5 5-hole pin clamp	1
30° 支柱Φ8 30° post	1
连接杆Φ8×150mm Carbon fibre stick	1
自攻自钻骨牵引针Φ5×150mm Self drilling/Self tapping bone screws	6
适应症: 膝关节 Used for: Knee joint	



NO.95280000

踝关节 Ankle joint fixator

配置 To configure	数量 Qty
针杆固定夹Φ8/4-5 Pin to rod coupling	4
踝关节活动器Φ8 Ankle joint mobilizer	1
自攻自钻骨牵引针Φ5×150mm Self drilling/Self tapping bone screws	4
适应症: 踝关节 Used for: Ankle joint	



AO III外固定支架系统单件、工具

Parts & instruments of AO III external fixator



针杆固定夹 Pin to rod coupling

编号No	93801000
规格Size	Φ8/4-5
材料: 不锈钢、合金铝 Material: Stainless steel, Aluminum	



开口杆杆固定夹 Ringent rod to rod coupling

编号No	93802000
规格Size	Φ8/8
材料: 不锈钢、合金铝 Material: Stainless steel, Aluminum	



开口针杆固定夹 Ringent pin to rod coupling

编号No	93803000
规格Size	Φ8/4-5
材料: 不锈钢、合金铝 Material: Stainless steel, Aluminum	



横向针杆固定夹 T clamp

编号No	93804000
规格Size	Φ8/4
材料: 不锈钢、合金铝 Material: Stainless steel, Aluminum	



杆杆固定夹 Rod to rod coupling

编号No	93805000
规格Size	Φ8/8
材料: 不锈钢、合金铝 Material: Stainless steel, Aluminum	



圆棒挂座针固定夹 Pin to rod coupling

编号No	93826000
规格Size	Φ11/5-6、Φ8/3-4
材料: 不锈钢、合金铝 Material: Stainless steel, Aluminum	



针杆固定夹 Pin to rod coupling

编号No	93821000
规格Size	Φ11/5-6
材料: 不锈钢、合金铝 Material: Stainless steel, Aluminum	



开口杆杆固定夹 Ringent rod to rod coupling

编号No	93822000
规格Size	Φ11/11
材料: 不锈钢、合金铝 Material: Stainless steel, Aluminum	



开口针杆固定夹 Ringent pin to rod coupling

编号No	93823000
规格Size	Φ11/5-6
材料: 不锈钢、合金铝 Material: Stainless steel, Aluminum	



横向针杆固定夹 T clamp

编号No	93824000
规格Size	Φ11/5
材料: 不锈钢、合金铝 Material: Stainless steel, Aluminum	



杆杆固定夹 Rod to rod coupling

编号No	93825000
规格Size	Φ11/11
材料: 不锈钢、合金铝 Material: Stainless steel, Aluminum	



针杆固定夹 Pin to rod coupling

编号No	93827000
规格Size	Φ11/6
材料: 不锈钢、合金铝 Material: Stainless steel, Aluminum	



AO III外固定支架系统单件、工具

Parts & instruments of AO III external fixator



半环梯型弓

Semi-circular trapezoidal curved rod

编号No	93841000
规格Size	Φ11、Φ8

材料: 不锈钢、合金铝
Material: Stainless steel, Aluminum



主杆(梯形)

Trapezoidal curved rod

编号No	93842000
规格Size	Φ11、Φ8

材料: 不锈钢、合金铝
Material: Stainless steel, Aluminum



弧型弓

Curved rod

编号No	93843000
规格Size	Φ11、Φ8

材料: 不锈钢、合金铝
Material: Stainless steel, Aluminum



主杆

Carbon fibre rod

编号No	956*****
规格Size	Φ8-Φ11、长度100-400mm

材料: 碳纤维
Material: Stainless steel, Aluminum



开口扳手

Open spanner

编号No	919041**
规格Size	10/14、13/16mm



两用扳手

Combination spanner

编号No	919042**
规格Size	10mm、13mm



加压延长杆

Compression/distraction rod

编号No	94809000
规格Size	Φ8

材料: 不锈钢
Material: Stainless steel



加压延长杆

Compression/distraction rod

编号No	94810000
规格Size	Φ8

材料: 不锈钢
Material: Stainless steel



加压器

Pressurizer

编号No	93828000
规格Size	Φ11

材料: 不锈钢
Material: Stainless steel



保护套

Tapered trocar & guide

编号No	91908000
规格Size	Φ4、Φ5、Φ6

材料: 不锈钢
Material: Stainless steel



上钉器

T-wrench




编号No	91901***
规格Size	Φ2、Φ2.5、Φ3、Φ3.5、Φ4、Φ5、Φ6

材料: 不锈钢
Material: Stainless steel



AO III外固定支架器械包 I

AO III external fixator instrument boxes I




序号 No.	产品名称 Product Name	产品编号 Product No.	规格 Specification	数量 Qty
1	针杆固定夹 Pin to rod coupling	93801000	Φ8/4-5	8
2	杆杆固定夹 Rod to rod coupling	93805000	Φ8/8	4
3	针杆固定夹 Pin to rod coupling	93821000	Φ11/5-6	12
4	杆杆固定夹 Rod to rod coupling	93825000	Φ11/11	4
5	横向针杆固定夹 T clamp	93824000	Φ11/5	2
6	骨牵引针 Bone screws	90116015	Φ6×150(HB)	2
		90115015	Φ5×150(HB)	4
		90125015	Φ5×150	4
		90125013	Φ5×130	4
		90124011	Φ4×110	4
7	主杆 Carbon fibre rod	90124009	Φ4×90	4
		95611350	Φ11×350	2
		95611300	Φ11×300	2
		95611250	Φ11×250	2
		95611200	Φ11×200	2
		95611150	Φ11×150	2
		95608300	Φ8×300	2
		95608250	Φ8×250	2
		95608200	Φ8×200	2
8	骨钻 Drill bits	95608150	Φ8×150	2
		90828200	Φ2.8×200	2
		90838200	Φ3.8×200	2
9	保护套 Tapered trocar & guide	90848200	Φ4.8×200	2
		91981000	Φ4、Φ5、Φ6	1
		91914000	Φ4	1
10	上钉器 T-wrench	91915000	Φ5	1
		91916000	Φ6	1
		91931000	10mm	2
11	两用扳手 Combination spanner	91931000	10mm	2
12	AO器械盒 Instrument set	93931000	AO-I型	1





AO III外固定支架器械包 II

AO III external fixator instrument boxes II



序号 No.	产品名称 Product Name	产品编号 Product No.	规格 Specification	数量 Qty
1	开口针杆固定夹 Ringent pin to rod coupling	93803000	Φ8/4-5	8
2	开口杆杆固定夹 Ringent rod to rod coupling	93802000	Φ8/8	4
3	开口针杆固定夹 Ringent pin to rod coupling	93823000	Φ11/5-6	12
4	开口杆杆固定夹 Ringent rod to rod coupling	93822000	Φ11/11	4
5	横向针杆固定夹 T clamp	93824000	Φ11/5	2
6	骨牵引针 Bone screws	90116015	Φ6×150(HB)	2
		90115015	Φ5×150(HB)	2
		90126013	Φ6×130	6
		90125013	Φ5×130	6
		90125011	Φ5×110	4
7	主杆 Carbon fibre rod	95611350	Φ11×350	2
		95611300	Φ11×300	2
		95611250	Φ11×250	2
		95611200	Φ11×200	2
		95611150	Φ11×150	2
		95608300	Φ8×300	2
		95608250	Φ8×250	2
		95608200	Φ8×200	2
8	骨钻 Drill bits	90828200	Φ2.8×200	2
		90838200	Φ3.8×200	2
		90848200	Φ4.8×200	2
9	保护套 Tapered trocar & guide	91981000	Φ4、Φ5、Φ6	1
10	上钉器 T-wrench	91914000	Φ4	1
		91915000	Φ5	1
		91916000	Φ6	1
11	两用扳手 Combination spanner	91931000	10mm	2
12	AO器械盒 Instrument set	93932000	AO- II 型	1





AO III外固定支架器械包 III

AO III external fixator instrument boxes III



序号 No.	产品名称 Product Name	产品编号 Product No.	规格 Specification	数量 Qty
1	圆棒挂座针固定夹 Pin to rod coupling	93826000	Φ11/5-6	12
2	针杆固定夹 Ringent rod to rod coupling	93827000	Φ11/5-6	9
3	横向针杆固定夹 T clamp	93824000	Φ11/5	2
4	骨牵引针 Bone screws	90116015	Φ6×150(HB)	2
		90126013	Φ6×130	6
		90115015	Φ5×150(HB)	2
		90125013	Φ5×130	6
		90125011	Φ5×110	4
5	主杆 Carbon fibre rod	95611350	Φ11×350	4
		95611300	Φ11×300	4
		95611250	Φ11×250	4
		95611200	Φ11×200	4
		95611150	Φ11×150	4
		95608300	Φ8×300	2
6	骨钻 Drill bits	90838200	Φ3.8×200	2
		90848200	Φ4.8×200	2
7	保护套 Tapered trocar & guide	91981000	Φ4、Φ5、Φ6	1
8	上钉器 T-wrench	91915000	Φ5	1
		91916000	Φ6	1
9	两用扳手 Combination spanner	91904210	10mm	2
10	AO器械盒 Instrument set	93933000	AO- III型	1





图示配置仅供参考，具体配置以实际为准。
Illustrates configuration for reference only, a specific configuration to the actual subject.

NO.93020000**Z型架 (T型) Pelvic fixator**

配置 To configure	数量 Qty
开口针杆固定夹Φ8/4-5 Ringent pin to rod coupling	4
开口杆杆固定夹Φ8/8 Ringent rod to rod coupling	2
横向针杆固定夹Φ8/4 T clamp	1
主杆Φ8×100mm Carbon fibre rod	1
主杆Φ8×200mm Carbon fibre rod	2
骨牵引针Φ4×100mm Bone screws	4
骨牵引针HBΦ4×100mm Bone screws	2
适应症: 肱骨、胫骨、邻近关节端 Used for: Proximal humerus & tibia & adjacent joints	

NO.93030000**半环型架 Half ring type**

配置 To configure	数量 Qty
开口针杆固定夹Φ8/4-5 Ringent pin to rod coupling	6
开口杆杆固定夹Φ8/8 Ringent rod to rod coupling	6
半环梯形弓Φ8 Semi-circular curved rod	2
主杆Φ8×300 Carbon fibre rod	1
加压延长杆Φ8 Compression/distraction rod	2
骨牵引针Φ4.0×120mm Bone screws	6
适应症: 胫腓骨开放、闭合 Used for: Tibia & perone open & closed	

NO.93040000**胫骨关节架 Tibial joint side fixator**

配置 To configure	数量 Qty
开口针杆固定夹Φ8/4-5 Ringent pin to rod coupling	7
开口杆杆固定夹Φ8/8 Ringent rod to rod coupling	3
半环梯形弓Φ8 Semi-circular curved rod	1
弧形弓Φ8 Curved rod	1
主杆Φ8×300mm Carbon fibre rod	1
骨牵引针Φ4.0×120 Bone screws	7
适应症: 胫骨远端1/3关节、近端骨折 Used for: Distal tibial joint, proximal fracture	

NO.93050000**髌上架 Condylar fixator**

配置 To configure	数量 Qty
开口针杆固定夹Φ8/4-5 Ringent pin to rod coupling	6
开口杆杆固定夹Φ8/8 Ringent rod to rod coupling	3
半环梯形弓Φ8 Semi-circular trapezoidal curved rod	1
主杆(梯形)Φ8 Trapezoidal curved rod	1
主杆Φ8×250mm Carbon fibre rod	1
骨牵引针Φ4.0×120 Bone screws	6
适应症: 肱骨上髁、胫骨上髁、远端骨折 Used for: Humeral epicondyle, tibial epicondyle, distal fracture	



图示配置仅供参考，具体配置以实际为准。
Illustrates configuration for reference only, a specific configuration to the actual subject.

NO.93060000**T型架 T type**

配置 To configure	数量 Qty
圆棒挂座针固定夹Φ11/5-6 Pin to rod coupling	4
横向针杆固定夹Φ11/5 T clamp	1
主杆Φ11×300 Carbon fibre rod	1
骨牵引针Φ5×130mm Bone screws	4
骨牵引针HBΦ5×150mm Bone screws	2
适应症: 股骨、胫骨 Used for: Femur, Tibia	

NO.93070000**直型架 (胫骨骨折) Straight type**

配置 To configure	数量 Qty
针杆固定夹Φ11/5 Pin to rod coupling	4
主杆Φ11×250mm Carbon fibre rod	1
骨牵引针Φ5×120mm Bone screws	4
适应症: 胫骨 Used for: Tibia	

NO.93072000**直型架 (股骨骨折) Straight type**

配置 To configure	数量 Qty
针杆固定夹Φ11/5 Pin to rod coupling	4
主杆Φ11×250mm Carbon fibre rod	1
骨牵引针Φ6×120mm Bone screws	4
适应症: 股骨 Used for: Tibia	

NO.93080000**踝关节骨折 Ankle Joint external fixator**

配置 To configure	数量 Qty
针杆固定夹Φ11/5 Pin to rod coupling	4
杆杆固定夹Φ11/11 Rod to rod coupling	1
主杆Φ11×250mm Carbon fibre rod	1
主杆Φ11×200mm Carbon fibre rod	1
骨牵引针Φ5×130mm Bone screws	4
适应症: 踝关节 Used for: Ankle Joint	

NO.93090000**T型架 T type**

配置 To configure	数量 Qty
针杆固定夹Φ11/5 Pin to rod coupling	4
横向针杆固定夹Φ11/5 T clamp	1
主杆Φ11×300 Carbon fibre rod	1
骨牵引针Φ5×130mm Bone screws	4
骨牵引针HBΦ5×130mm Bone screws	2
适应症: 胫骨多段 Used for: Tibia comminuted	



图示配置仅供参考，具体配置以实际为准。
Illustrates configuration for reference only, a specific configuration to the actual subject.

NO.93100000

Z型架 (加强型) Z frame(Enhancement mode)



配置 To configure		数量 Qty
针杆固定夹Φ11/5	Pin to rod coupling	4
杆杆固定夹Φ11/11	Rod to rod coupling	2
主杆Φ11×200mm	Carbon fibre rod	2
主杆Φ11×150mm	Carbon fibre rod	1
骨牵引针Φ5×130mm	Bone screws	4
适应症: 股骨胫骨 Used for: Femur, Tibia		

NO.93110000

Z型架(T型) Z frame(T type)



配置 To configure		数量 Qty
针杆固定夹Φ11/5	Pin to rod coupling	2
杆杆固定夹Φ11/11	Rod to rod coupling	2
横向针杆固定夹Φ11/5	T clamp	1
主杆Φ11×100mm	Carbon fibre rod	1
主杆Φ11×150mm	Carbon fibre rod	2
骨牵引针Φ5×120mm	Bone screws	2
骨牵引针HBΦ5×130mm	Bone screws	2
适应症: 肱骨多段 Used for: Femur comminuted		

NO.93150000

标准型 (骨盆骨折) Straight type



配置 To configure		数量 Qty
针杆固定夹Φ11/5	Pin to rod coupling	8
杆杆固定夹Φ11/11	Rod to rod coupling	2
主杆Φ11×250mm	Carbon fibre rod	4
骨牵引针Φ5×120mm	Bone screws	4
适应症: 骨盆 Used for: Pelvic		



GY IV外固定支架系统单件

Parts of GY IV external fixator



单杆针管夹
Single rod clamp

编号No	94801000
规格Size	Φ8/4-5
材料: 不锈钢	
Material: Stainless steel	



双杆管管夹
Double rods clamp

编号No	94802000
规格Size	Φ8/8
材料: 不锈钢	
Material: Stainless steel	



双杆针管夹
Double rods pin clamp

编号No	94803000
规格Size	Φ8/4-5
材料: 不锈钢	
Material: Stainless steel	



万向接头
Double rod to rod clamp

编号No	94804000
规格Size	Φ8/8
材料: 不锈钢	
Material: Stainless steel	



弧形连接管
Curved connecting rod

编号No	94805000
规格Size	Φ8
材料: 不锈钢	
Material: Stainless steel	



环形管
Semi-circular curved connecting rod

编号No	94806000
规格Size	Φ8
材料: 不锈钢	
Material: Stainless steel	



梯形连接管
Trapezoidal curved connecting rod

编号No	94808000
规格Size	Φ8
材料: 不锈钢	
Material: Stainless steel	



直杆

Stainless steel connecting rod

编号No	957*****
规格Size	Φ8 长度150-350mm
材料: 不锈钢	
Material: Stainless steel	



加压延长杆
Compression/distraction rod

编号No	94809000
规格Size	Φ8
材料: 不锈钢	
Material: Stainless steel	



加压延长杆
Compression/distraction rod

编号No	94810000
规格Size	Φ8
材料: 不锈钢	
Material: Stainless steel	



单侧一体式、AO III、GY IV外固定系统工具

Instruments of Nondetachable unilateral, AO III, GY IV external fixation system



加压扳手
Wrench

编号No	9197****
规格Size	4、5、6、7mm
材料: 不锈钢	
Material: Stainless steel	



钻头导向器
Template with handle

编号No	9196****
规格Size	2.5、3.5mm
材料: 不锈钢	
Material: Stainless steel	



截骨器
Hto Instruments

编号No	97834**
规格Size	Φ2.0、Φ2.5mm
材料: 不锈钢	
Material: Stainless steel	



内六角扳手
Hex wrench

编号No	9192****
规格Size	3、4、5、6mm
材料: 不锈钢	
Material: Stainless steel	



两用扳手
Combination wrenches

编号No	9193****
规格Size	10mm、13mm



开口扳手
Open spanner

编号No	9194****
规格Size	10/14mm、13/16mm



保护套
Tapered trocar & guide

编号No	9198****
规格Size	Φ3、Φ4、Φ5、Φ6mm
材料: 不锈钢	
Material: Stainless steel	



上钉器
Screw driver

编号No	9191****
规格Size	Φ2、2.5、3、3.5、4、5、6mm



上钉器
Tension with pin

编号No	95928000
规格Size	Φ3/4/5mm
材料: 不锈钢	
Material: Stainless steel	

图示配置仅供参考，具体配置以实际为准。
Illustrates configuration for reference only, a specific configuration to the actual subject.

NO.94010000


指骨型 Mini-fixator(Finger&Plam)



配置 To configure	数量 Qty
指掌骨支架 Mini fixator	1
骨牵引针Φ2.0×50mm Bone screws	4
内六角扳手4mm Allen wrench	1
上钉器Φ2.0mm T-wrench	1
适应症: 指骨 Used for: Finger	

NO.94020000

指掌骨型 Mini-fixator(Finger&Plam)



配置 To configure	数量 Qty
指掌骨支架 Mini fixator	1
骨牵引针Φ2.5×60mm Bone screws	4
内六角扳手4mm Allen wrench	1
上钉器Φ2.5mm T-wrench	1
适应症: 指掌骨 Used for: Finger, Palm	

NO.94030000

腕关节型 Wrist external fixator



配置 To configure	数量 Qty
腕关节支架 Mini fixator	1
骨牵引针Φ2.5×60mm Bone screws	2
骨牵引针Φ3.5×70mm Bone screws	2
内六角扳手4mm Allen wrench	1
上钉器Φ2.5-3.5mm T-wrench	1
适应症: 腕关节 Used for: Wrist joint	

NO.94040000

骨盆架 Pelvic fixator




配置 To configure	数量 Qty
单杆管管夹Φ8/8 Double rods clamp	6
单杆针管夹Φ8/4-5 Single rod clamp	6
弧形连接管Φ8mm Curved connecting rod	2
加压延长杆Φ8mm Compression/distraction rod	1
直杆Φ8×150mm Stainless steel connecting rod	2
骨牵引针Φ5×130mm Bone screws	6
适应症: 骨盆 Used for: Pelvic	



图示配置仅供参考，具体配置以实际为准。
Illustrates configuration for reference only, a specific configuration to the actual subject.

NO.94050000

半环型架(标准型) Semi-circular type(Standard)



配置 To configure		数量 Qty
单杆管管夹Φ8/8	Double rods clamp	6
单杆针管夹Φ8/4-5	Single rod clamp	6
环形管Φ8mm	Semi-circular curved connecting rod	2
直杆Φ8×300mm	Stainless steel connecting rod	1
加压延长杆Φ8mm	Compression/distraction rod	2
骨牵引针Φ4×120mm	Bone screws	2
克氏针Φ4×250mm	K-wire	2
适应症: 胫腓骨开放、闭合 Used for: Tibia&perone open&closed		

NO.94070000

胫骨关节端架(标准型) Tibial articular end frame (standard)



配置 To configure		数量 Qty
单杆针管夹Φ8/4-5	Single rod clamp	8
单杆管管夹Φ8/8	Double rods clamp	3
环形管Φ8mm	Semi-circular curved connecting rod	1
直杆Φ8×300mm	Stainless steel connecting rod	1
弧形连接管Φ8mm长	Curved connecting rod	1
骨牵引针Φ5×130mm	Bone screws	6
克氏针Φ4×250mm	K-wire	1
适应症: 胫骨近端、远端 Used for: proximal,distal tibial		

NO.94080000

股骨髁架(加强型) Femoral condylar fixator



配置 To configure		数量 Qty
单杆管管夹Φ8/8	Double rods clamp	3
单杆针管夹Φ8/4-5	Single rod clamp	5
双杆针管夹Φ8/4-5	Double rods pin clamp	2
环形管Φ8mm	Semi-circular curved connecting rod	1
直杆Φ8×300mm	Stainless steel connecting rod	2
弧形连接管Φ8mm长	Curved connecting rod	1
骨牵引针Φ5×130mm	Bone screws	7
适应症: 胫骨近端、远端 Used for: proximal,distal tibial		

NO.94150000

肘关节型 Elbow joint fixator




配置 To configure		数量 Qty
单杆针管夹Φ8/4-5	Single rod clamp	5
单杆管管夹Φ8/8	Double rods clamp	3
直杆Φ8×200mm	Stainless steel connecting rod	4
直杆Φ8×300mm	Stainless steel connecting rod	1
骨牵引针Φ4×120mm	Bone screws	5
适应症: 肘关节 Used for: Elbow joint		




环形外固定系统单件、工具

Parts&instruments of cyclic annular external fixator



全环
Rings

编号No	97801***
规格Size	Φ80, 100, 120, 140, 160, 180, 200, 220mm
材料: 合金铝	
Material: Aluminum	



六耳全环
Rings with six ears

编号No	97802***
规格Size	大、中、小
材料: 合金铝	
Material: Aluminum	



三耳环
Rings with 3 ears

编号No	97803***
规格Size	大、中、小
材料: 合金铝	
Material: Aluminum	



三耳全环
Rings with 3 ears

编号No	97807***
规格Size	大、中、小
材料: 合金铝	
Material: Aluminum	



半环
Half rings

编号No	97804***
规格Size	Φ80, 100, 120, 140, 160, 180, 200, 220mm
材料: 合金铝	
Material: Aluminum	



2/3环
2/3 rings

编号No	97805***
规格Size	Φ80, 100, 120, 140, 160, 180, 200, 220mm
材料: 合金铝	
Material: Aluminum	



U型环
Foot ring

编号No	97806***
规格Size	Φ140, 160, 180
材料: 不锈钢	
Material: Stainless steel	



足环
U-Ring

编号No	97808***
规格Size	大、中、小
材料: 合金铝	
Material: Aluminum	



标准杆
Standard rod

编号No	97839***
规格Size	长、标准、短



环形架斜拉杆
Annular diagonal tie
97810000



快装杆
Packaged rod

编号No	97840***
规格Size	长、标准、短



套管
Annular tubes
97811000



弹簧
Spring
97812000



调节螺母
Adjusting nut
97813000



螺纹杆 (M6)
Threaded rod

编号No	97809***
规格Size	Φ6×40-550



单关节
Single joint
97814100



单关节
Single joint
97814300



万向节
Universal joint
97815000



图示配置仅供参考，具体配置以实际为准。
Illustrates configuration for reference only, a specific configuration to the actual subject.

环形外固定系统单件、工具

Parts&instruments of cyclic annular external fixator

环形外固定系统

Ring fixation system



四棱立柱
Post with 4 edges

编号No	97816***
规格Size	1、2、3、4、5、6孔
材料: 不锈钢	
Material: Stainless steel	



四棱立柱衬套
Bush

编号No	97817***
规格Size	Φ4、Φ5、Φ6
材料: 合金铝	
Material: Aluminum	



螺纹套筒
Post with 6 edges

编号No	97818***
材料: 不锈钢	
Material: Stainless steel	



圆形立柱
Post

编号No	97832000
材料: 不锈钢	
Material: Stainless steel	



孔针座
Pin to post coupling

编号No	97820***
规格Size	Φ4、Φ5
材料: 不锈钢	
Material: Stainless steel	



带螺纹直形支柱
Threaded column

编号No	97822***
规格Size	1-6孔
材料: 不锈钢	
Material: Stainless steel	



偏心螺母立柱
Hinge-female

编号No	97832000
材料: 不锈钢	
Material: Stainless steel	



偏心螺纹立柱
Hinge-male

编号No	97833000
材料: 不锈钢	
Material: Stainless steel	



直形支柱
Nut column

编号No	97823***
规格Size	1-6孔
材料: 不锈钢	
Material: Stainless steel	



L型连接板
L connecting plate

编号No	97824***
规格Size	1、4、5、6、7、8、9、10孔
材料: 不锈钢	
Material: Stainless steel	



直形连接板
Connecting plate

编号No	97825***
规格Size	2-8孔
材料: 不锈钢	
Material: Stainless steel	



克氏针张紧器
Tension with pin

编号No	9199***
规格Size	Φ1.5-3.0mm
材料: 不锈钢	
Material: Stainless steel	



曲形连接板
Cross connecting plate

编号No	97826***
规格Size	1-6孔
材料: 不锈钢	
Material: Stainless steel	



延长套
Inner threaded connecting rod

编号No	97827000
规格Size	60、80、100、120
材料: 不锈钢	
Material: Stainless steel	



针座
Pin clamp

编号No	97828***
规格Size	Φ4、5mm
材料: 不锈钢	
Material: Stainless steel	



针座(加厚)
Pin clamp(Thickening)

编号No	97829***
规格Size	Φ1.5-2、Φ2-3mm
材料: 不锈钢	
Material: Stainless steel	



钻头限位器
Drill bit stop unit

编号No	9784***
材料: 不锈钢	
Material: Stainless steel	



六角螺母M6(加厚)
Hex nut M6(Thickening)

编号No	97831***
材料: 不锈钢	
Material: Stainless steel	



螺栓
M6 bolt

编号No	97834***
材料: 不锈钢	
Material: Stainless steel	



环杆螺栓
Rod to ring bolt

编号No	97821***
材料: 不锈钢	
Material: Stainless steel	



垫片(带槽)
Cone washer

编号No	97838000
材料: 不锈钢	
Material: Stainless steel	



NO.97001000

延长架 Lower limb lengthening external fixator

适应症: 胫骨、股骨骨折带延长
Used for: Tibia, Femur

NO.97002000

矫形架 Orthopedic external fixator

适应症: 肱骨外上髁、胫骨外上髁
Used for: Humeral & tibial lateral epicondyle



NO.97003000


环状架 Ring fixator

适应症: 胫骨、股骨骨折
Used for: Tibia, Femur

NO.97004000

2/3环状架 2/3Ring fixator

适应症: 胫骨、股骨骨折
Used for: Tibia, Femur



环形外固定系统

Ring fixation system



图示配置仅供参考，具体配置以实际为准。
Illustrates configuration for reference only, a specific configuration to the actual subject.



NO.97005000

踝关节架 Ankle joint fixator
适应症：马蹄足内翻、外翻
Used for: Equinus



NO.97006000

环状架 Ring fixator
适应症：胫骨、股骨骨折
Used for: Tibia, Femur



NO.97007000

膝关节架 Knee joint fixator
适应症：膝关节
Used for: Knee joint



NO.97008000

泰勒三维空间外固定支架 Ring fixator
适应症：胫骨、股骨骨折
Used for: Tibia, Femur



以下产品规格均可以定制
The size can be adjusted according to the customer's requirement

标准骨牵引针

Standard bone screws



针尾形状



编号 No.	直径×总长 D×L(mm)	HA/HB	螺纹直径 D(mm)	螺纹长度 L(mm)	材质 M			
90122005	Φ2.0×50	HA	Φ2.0	15	不锈钢 SS 钛 Ti			
90122006	Φ2.0×60			15				
90122007	Φ2.0×70			15				
90122506	Φ2.5×60	HA	Φ2.5	15	不锈钢 SS 钛 Ti			
90122507	Φ2.5×70			15				
90122508	Φ2.5×80			15				
90123006	Φ3.0×60	HA	Φ3.0	18	不锈钢 SS 钛 Ti			
90123007	Φ3.0×70			18				
90123008	Φ3.0×80			18				
90123507	Φ3.5×70	HA	Φ3.5	20	不锈钢 SS 钛 Ti			
90123508	Φ3.5×80			20				
90124007	Φ4.0×70	HA	Φ4.0	20	不锈钢 SS 钛 Ti			
90124008	Φ4.0×80			25				
90124009	Φ4.0×90			25				
90124010	Φ4.0×100			25				
90124011	Φ4.0×110			30				
90124012	Φ4.0×120			30				
90124013	Φ4.0×130			35				
90115009	Φ5.0×90			HB		Φ5.0	25	不锈钢 SS 钛 Ti
90115010	Φ5.0×100						25	
90115011	Φ5.0×110						30	
90115012	Φ5.0×120	30						
90115013	Φ5.0×130	30						
90115015	Φ5.0×150	40						
90115018	Φ5.0×180	45						
90115020	Φ5.0×200	50						
90115022	Φ5.0×220	50						
90125009	Φ5.0×90	HA	Φ5.0		25		不锈钢 SS 钛 Ti	
90125010	Φ5.0×100			25				
90125011	Φ5.0×110			30				
90125012	Φ5.0×120			30				
90125013	Φ5.0×130			30				
90125015	Φ5.0×150			40				
90125018	Φ5.0×180			45				
90125020	Φ5.0×200			50				
90125022	Φ5.0×220			50				
90116010	Φ6.0×100			HB	Φ6.0	25		不锈钢 SS 钛 Ti
90116011	Φ6.0×110	30						
90116012	Φ6.0×120	30						
90116013	Φ6.0×130	35						
90116015	Φ6.0×150	40						
90116018	Φ6.0×180	45						
90116020	Φ6.0×200	50						
90126008	Φ6.0×80	HA	Φ6.0			25	不锈钢 SS 钛 Ti	
90126009	Φ6.0×90					25		
90126010	Φ6.0×100					25		
90126011	Φ6.0×110			30				
90126012	Φ6.0×120			30				
90126013	Φ6.0×130			35				
90126015	Φ6.0×150			40				
90126018	Φ6.0×180			45				
90126020	Φ6.0×200			50				



自攻自钻骨牵引针

Self drilling/Self tapping bone screws



针尾形状

编号 No.	直径×总长 D×L(mm)	HA/HB	螺纹直径 D(mm)	螺纹长度 L(mm)	材质 M
90323006	Φ3.0×60	HA	Φ3.0	15	不锈钢 SS 钛 Ti
90323008	Φ3.0×80			20	
90323009	Φ3.0×90			20	
90323010	Φ3.0×100			25	
90323012	Φ3.0×120			25	
90324008	Φ4.0×80	HA	Φ4.0	20	不锈钢 SS 钛 Ti
90324009	Φ4.0×90			20	
90324010	Φ4.0×100			25	
90324012	Φ4.0×120			30	
90324013	Φ4.0×130			30	
90324015	Φ4.0×150		40		
90325010	Φ5.0×100	HA	Φ5.0	25	不锈钢 SS 钛 Ti
90325012	Φ5.0×120			30	
90325013	Φ5.0×130			30	
90325015	Φ5.0×150			40	
90325018	Φ5.0×180			45	
90325020	Φ5.0×200			50	
90325022	Φ5.0×220			50	

(髌骨针) 带孔别针

Tension pin



编号 No.	直径×总长 D×L(mm)	材质 M
90402005	Φ2.0×50	钛合金 Ti
90402055	Φ2.0×55	
90402006	Φ2.0×60	
90402065	Φ2.0×65	
90402007	Φ2.0×70	
90402507	Φ2.5×70	

克氏针

K-wire



编号 No.	直径 D(mm)	长度 L(mm)	材质 M
90600810	0.80	100	不锈钢 SS 钛 Ti
90601010	1.00		
90601210	1.20		
90601510	1.50		
90600812	0.80	120	不锈钢 SS 钛 Ti
90601012	1.00		
90601212	1.20		
90601512	1.50		
90600815	0.80	150	不锈钢 SS 钛 Ti
90601015	1.00		
90601215	1.20		
90601515	1.50		
90600825	0.80	250	不锈钢 SS 钛 Ti
90601025	1.00		
90601225	1.20		
90601525	1.50		
90601625	1.60		
90601825	1.80		
90602025	2.00		
90602525	2.50		
90603025	3.00		
90603525	3.50		
90604025	4.00		
90604525	4.50		
90600830	0.80	300	不锈钢 SS 钛 Ti
90601030	1.00		
90601230	1.20		
90601530	1.50		
90601630	1.60		
90601830	1.80		
90602030	2.00		
90602530	2.50		
90603030	3.00		
90603530	3.50		
90604030	4.00		
90604530	4.50		



弹性髓内针

Elastic nail



编号 No.	直径 D(mm)	长度 L(mm)	材质 M
90401544	1.50	440	钛合金 Ti
90402044	2.00		
90402544	2.50		
90403044	3.00		
90403544	3.50		
90404044	4.00		

橄榄针

K-wire with olive



针头形状

编号 No.	直径 D(mm)	长度 L(mm)	材质 M
90691535	1.50	350	不锈钢 SS
90692035	2.00		
90692535	2.50		

螺纹导针

Threaded guide wire



编号 No.	直径 D(mm)	长度 L(mm)	材质 M
90901210	1.20	100	不锈钢 SS 钛 Ti
90901510	1.50		
90902010	2.00		
90902510	2.50		
90903010	3.00		
90901212	1.20	120	不锈钢 SS 钛 Ti
90901512	1.50		
90902012	2.00		
90902512	2.50		
90903012	3.00		
90901215	1.20	150	不锈钢 SS 钛 Ti
90901515	1.50		
90902015	2.00		
90902515	2.50		
90903015	3.00		
90901225	1.20	250	不锈钢 SS 钛 Ti
90901525	1.50		
90902025	2.00		
90902525	2.50		
90903025	3.00		
90901230	1.20	300	不锈钢 SS 钛 Ti
90901530	1.50		
90902030	2.00		
90902530	2.50		
90903030	3.00		

骨钻

Drill bit



编号 No.	直径 D(mm)	长度 L(mm)	材质 M
90710115	1.0	115	不锈钢 SS
90712115	1.2	115	
90715115	1.5	115	
90718115	1.8	115	
90720115	2.0	115	
90725115	2.5	115	
90725150		150	
90725200	200		
90728115	2.8	115	
90728150		150	
90728200		200	
90730115	3.0	115	
90730150		150	
90730200	200		
90732115	3.2	115	
90732150		150	
90732200	200		
90735115	3.5	115	
90735150		150	
90735200		200	
90738115	3.8	115	
90738150		150	
90738200		200	
90740115	4.0	115	
90740150		150	
90740200		200	
90742115	4.2	115	
90742150		150	
90742200		200	
90745115	4.5	115	
90745150		150	
90745200		200	
90748115	4.8	115	
90748150		150	
90748200		200	
90750150	5.0	150	
90750200		200	

扎丝

Suture-wire



直径 D(mm)	材质 M
0.6	不锈钢 SS
0.8	
1.0	
1.2	